

## ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD FÖR CPAP-APPARAT OCH MASK

- Torka av Cpap-apparaten med mjuk och fuktig trasa.
- Byt apparatens filter med ca. 4 månaders mellanrum. Damma av filtret ca. en gång varje månad.
- Rengör maskens mjukdel/silikondel **dagligen** med ljummet vatten och mild handtvål . Masken bör bytas varje år.
- Skölj igenom slangen med ljummet vatten en gång i veckan.
- Tvätta huvudbandet vid behov (minst en gång i månaden)
- Om det uppstått något fel på Cpap-apparaten, ta kontakt med rehabiliteringshandledaren. (tfn 0400 145512)
- Om Cpap-mask modellen behöver bytas, ta kontakt med rehabiliteringshandledaren. (tfn 0400 145512)