

ANVISNING FÖR HÖRAPPARATENS SERVICE

- **SKÖT OM ÖRONSNÄCKANS RENLIGHET: TVÄTTA DEN MED VARMT VATTEN OCH DISKMEDEL VID BEHOV.**
- **TORKA ÖRONSNÄCKANS NOGGRANT EFTER TVÄTT MED T.EX. HUSHÅLLSPAPPER OCH BLÅS EVENTUELLA VATTENDROPPAR BORT FRÅN LJUDKANALEN (LJUDET KOMMER INTE FRAM OM DET FINNS VATTEN I KANALEN).**
- **BYT MELLANSLANGEN MED MINST 2 MÅNADERS MELLANRUM, FÖR ANNARS HÅRDNAR OCH KRYMPER SLANGEN OCH LJUDET KAN INTE KOMMA IGENOM.**
- MER SLANG FÅR DU FRÅN DIN EGEN HÄLSOCENTER
- ANVÄND BARA **BATERRIER AV GOD KVALITET. NÄR DU BYTER BATERRIER TA LOSS TEJPEN OCH LÅT BATTERIET STÅ 10 MINUTER INNAN MONTERING. DÅ LADDAS BATTERIET FULLT OCH HÅLLER LÄNGRE OCH HÖRAPARRATEN FUNGERAR BÄTTRE.**
- **ÖPPNA BATTERILUCKAN FULLT UT NÄR DU TAR BORT HÖRAPPARATEN FRÅN ÖRAT.**
- BATTERIETS STORLEK ÄR _____
- VID EVENTUELLA PROBLEM ELLER OM NI BEHÖVER HJÄLP, TA KONTAKT I FÖRSTA HAND MED DIN EGEN HÖRSELKONTAKTPERSON I DIN EGEN HÄLSOCENTER.
- JUSTERINGSTID KAN NI BOKA PÅ HÖRSELSTATION UNDER FÖLJANDE TELEFONNUMER: 06 – 8264280.