

## PATIENTINFORMATION: BAXTER-INFUSIONSPUMP

Cancerläkaren har planerat en **behandling som ges med infusionspump**. Behandlingen innebär, att 5-fluorourasil (cytostatika) ges med hjälp av en infusionspump under flera dygn. Infusionspumpen möjliggör att **vården delvis kan ges hemma**, och du behöver inte vara inlagd på sjukhusets vårdavdelning under den långa behandlingen. Du kan under behandlingen leva normalt enligt din egen rytm.

Infusionspumpen kopplas till en vaskuportkanyl. Infusionspumpens dosimeter tejpas på huden på bukens övre del. Dosimetern reglerar infusionshastigheten med hjälp av hudens värmegrad. Infusionspumpen placeras i en liten midjeväska som du har med dig hela tiden. Infusionen märks inte utåt förutom midjeväska.

När den planerade infusionen är klar, avlägsnas pumpen på cancerpolikliniken eller hälsovårdcentralen. Beroende på hudens värme kan infusionen pågå ett par timmar längre eller kortare tid än planerat. **Pumpen är helt tom, när den bruna medicinkapsylen, inne i det hårda genomskinliga plasthöljet, har blivit till ett smalt band.** Det är ingen fara för dig, ifall pumpen varit tom en tid före avlägsnandet.

### Observera under behandlingen med infusionspump:

- ifall du duschar, skydda vaskuportkanylen för vatten
- tillbringa inte tiden under behandlingen i direkt solljus (infusionstiden förkortas på grund av hudens värme)
- skydda slangen och dosimetern vid kyla genom att klä dig i varma kläder (infusionstiden ökar vid kallt väder)
- Infusionspumpens medicinkapsyl töms så långsamt att det inte klart syns. Du märker att medicinkapsylen minskar småningom under behandlingen.

När medicineringen är klar, avlägsnas kanylen från vaskuporten. Du kan leva normalt med porten utan några begränsningar.