

Päiväys 28.1.2022
Versio 2
Laatija Åsa Björk
Hyväks Stefan Anderson
yjä

MÄTNING AV DYGN SURIN

Mät-tiden är 24 h. Urinen behöver inte sparas, endast mängderna ska skrivas upp.

PÅBÖRJANDET AV MÄTNING:

Töm urinblåsan till exempel kl.7:00 på morgonen. Den urinmängden ska INTE mätas. Skriv upp klockslaget, som då är **mätningens startpunkt**.

Mät all urin som kommer efter detta klockslag. Som mått kan Ni använda till exempel en engångsmugg (=150ml), eller be om ett mätkärl från dialysavdelningen.

AVSLUTNING AV MÄTNING:

Töm urinblåsan en sista gång exact 24 h efter mätningens början. **Mätningen avslutas härmed.**

Patientens namn _____

Datum för mätningen: ____/____-____/____

Mätningen påbörjades kl: _____

Mätningen avslutades kl: _____

Päiväys 28.1.2022
Versio 2
Laatija Åsa Björk
Hyväks Stefan Anderson
yjä

Urinmängd: _____